

 **ORTED**

— cirugía y ortopedia —



CATÁLOGO RADIOLOGÍA

 **Burlington
Medical**
POWERED BY 

ROPA ESENCIAL PARA UNA PROTECCIÓN SUPERIOR

La ropa de protección radiológica es esencial para los radiólogos, técnicos y pacientes que interactúan con las pruebas de rayos X y el tratamiento de radiación a diario. Equipos de alta calidad, prendas y equipos de protección que minimicen la exposición a la radiación tanto como lo permita la tecnología moderna son una necesidad. Nuestras ofertas incluyen delantales, combinaciones 360 grados, lentes y accesorios con el mejor ajuste en la industria para una protección óptima. Mejor ajuste = mejor protección.

LA CIENCIA DETRÁS DE LA PROTECCIÓN

Lead, Strata 300 y Burlite cumplen totalmente con las regulaciones gubernamentales globales, incluida la UE 2016/425, y se desarrollan con tecnología patentada para garantizar la máxima calidad. ¡Nuestros delantales son los delantales de rayos X más ligeros del mercado! Las prendas están disponibles en varios grados diferentes de materiales de protección del núcleo y tres niveles estándar de protección (0,5 mm, 0,35 mm y 0,25 mm), además, nuestros delantales sin plomo están hechos con material patentado resistente al agrietamiento flexible, que ofrece una mayor flexibilidad, resistencia al agrietamiento y hasta 10 veces la durabilidad de los delantales a base de vinilo. También son ecológicos, reciclables y seguros para su eliminación no peligrosa.

CHALECO 601

CÓDIGO 65345-BUR

Chaleco de protección radiológica Modelo 601. Protección equivalente a 0.5 mm de plomo. Ideal para quirófano, removible debajo de la ropa estéril, material Burlite ligero con bolsillo frontal y cierre elástico de velcro que permite descargar el peso del chaleco a las caderas. Tallas disponible desde XS a 3XL en todos los colores.





COLLARIN TIROIDEO


CÓDIGO 60821-BUR


Collarin tiroideo de radioprotección. Protección equivalente a 0.5 mm de plomo. Material Burlite ligero, con fijación al chaleco integrada. Tres tallas disponibles para una óptima protección: S (28-38cm) M (38-48cm) L (48-58cm), disponible en todos los colores.

CHALECO F17

CÓDIGO 65350E-BUR

Chaleco de protección radiológica Modelo F17. Protección equivalente a 0.5 mm de plomo. Ideal para áreas de diagnóstico, material Burlite ligero y cierre elástico de velcro cruzado que permite una rápida colocación. Tallas disponible desde XS a XL, disponible en colores #002 Azul, #006 Rojo, #0014 Verde y #062 Negro





FALDA KILT

CÓDIGO 67537-BUR

Falda de protección radiológica modelo KILT. Protección equivalente a 0.5 mm de plomo. Los cierres frontales de velcro permiten una fácil colocación. Su bolsa grande frontal permite guardar esenciales durante su trabajo. Unisex. Tirantes disponibles opcionales. Tallas XS a XL, disponible en colores #002 Azul, #006 Rojo, #0014 Verde y #062 Negro

CHALECO PVEST

CÓDIGO 66650M-BUR

CÓDIGO 66650F-BUR

Chaleco de protección radiológica modelo PVEST (para falda). Protección equivalente a 0.5 mm de plomo. El chaleco provee excelente soporte lumbar y distribución del peso de la protección. Su cierre elástico descarga peso del chaleco de los hombros a la cadera. Material Burlite ligero, modelo masculino y femenino, disponible en todos los colores




BATA

CÓDIGO 66582EM-BUR

CÓDIGO 66582EF-BUR

Bata completa de protección radiológica a 360 grados. Protección equivalente a 0.5 mm de plomo, material burlite ligero. Cierre de velcro elástico que permite descargar el peso de la bata a la cadera. Modelo masculino y femenino, disponible en colores #002 Azul, #006 Rojo, #0014 Verde y #062 Negro



LENTES ES30

CÓDIGO ES30

Lente de radioprotección ES30. Protección equivalente a 0.75 mm plomo, con una forma unisex diseñada para complacer a cualquiera, las patillas de los lentes ES30 tienen un interior suave que proporciona un acolchado de goma para mayor comodidad durante el uso prolongado. Disponible en cuatro colores para una expresión personal. Ideal para caras estrechas. Disponible en color negro, azul marino, rojo o plata

DETALLES DE PRODUCTO

Peso: 88g

Ancho del puente (mm): 17

Longitud del templo: 130

Ancho de la lente: 53

Altura de la lente: 32

Ancho total: 125



LENTES ES37

CÓDIGO ES37

Lente de radioprotección ES37. Protección equivalente a 0.75 mm plomo. Un armazón premium para las personas más exigentes, el diseño de las patillas que abrazan la cabeza crea un ajuste seguro para protegerlo cuando más lo necesita. Construido con nailon duradero de alto impacto, es resistente a los productos químicos y garantizará su durabilidad durante muchos años. Ideal para caras de ancho medio. Disponible en color negro o carrey

DETALLES DE PRODUCTO

Peso: 67g

Ancho del puente (mm): 19

Longitud del templo: 145

Ancho de la lente: 52

Altura de la lente: 34

Ancho total: 135



LENTES ES55

CÓDIGO ES55

Lente de radioprotección ES55. Protección equivalente a 0.75 mm plomo. Livianos y resistentes, estos marcos de Nylon no se deformarán ni aflojarán con el tiempo. Las plaquetas perforadas de goma de silicona mejoran la comodidad al mismo tiempo que extienden la mano para un agarre superior. Perfecto para ventilación que reduce la niebla, disponible en dos elegantes colores para adaptarse mejor a su personalidad. Ideal para caras de ancho medio. Disponible en color negro o carrey

DETALLES DE PRODUCTO

Peso: 80g

Ancho del puente (mm): 15

Longitud del templo: 135

Ancho de la lente: 55

Altura de la lente: 35

Ancho total: 135



LENTES ES99

CÓDIGO ES99

Lente de radioprotección ES99. Protección equivalente a 0.75 mm plomo. Conjunto de marcos clásico y elegante que seguramente combinará con su estilo único, el ES99 está hecho de plástico resistente a los impactos. Ofrecido en una variedad de colores, puedes lucir genial mientras proteges lo que importa. Ideal para caras anchas. Disponible en color negro, azul con amarillo, morado con gris y plata

DETALLES DE PRODUCTO

Peso: 72g

Ancho del puente (mm): 18

Longitud del templo: 145

Ancho de la lente: 62

Altura de la lente: 35

Ancho total: 134



LENTES ES90

CÓDIGO ES90

Lente de radioprotección ES90. Protección equivalente a 0.75 mm plomo. (Fit-Over) Duraderas y elegantes, estas monturas están diseñadas para adaptarse a sus lentes recetados actuales y brindan protectores laterales para protegerlos de la exposición lateral. Una excelente selección para una protección fácil y asequible sin sacrificar la comodidad de sus propios anteojos RX. Ideal para caras de ancho medio. Disponible en color negro y carrey

DETALLES DE PRODUCTO

Peso: 90g

Ancho del puente (mm): 15

Longitud del templo: 145

Ancho de la lente: 62

Altura de la lente: 40

Ancho total: 145



LENTES ESC302N

CÓDIGO ESC302N

Lente de radioprotección ESC302N. Protección equivalente a 0.75 mm plomo. (Fit-Over) Estos anteojos extra grandes de protección contra la radiación ofrecen un diseño cómodo, liviano y duradero que se adapta a los anteojos recetados. Estos anteojos están equipados con lentes de vidrio Schott SF-6 sin distorsiones de calidad Burlington que ofrecen un nivel de protección equivalente a plomo Pb de 0,75 mm. Este par está disponible sin revestimiento antiniebla. Disponible en color negro

DETALLES DE PRODUCTO

Peso: 114g

Ancho del puente (mm): 18

Longitud del templo: 125

Ancho de la lente: 62

Altura de la lente: 50

Ancho total: 145

De color negro



GORRO

CÓDIGO CAP-BUR

Gorro de protección radiológica. Protección equivalente a 0.5 mm de plomo. Además de nuestro protector de tiroides y delantal, nuestra gorra de malla con plomo puede brindarle protección adicional para su órgano más importante, su cerebro. El ancho de la gorra se puede ajustar fácilmente con un cordón trasero ajustable. Material Burlite ligero

Elija entre dos tamaños de tapa:

S/M - 9 cm de altura

L/XL - 10.24 cm de altura



TABLA DE MEDIDAS

TALLA DELANTAL FRONTAL EN CM

MUJER	RANGO DE PECHO	MEDIDA MAXIMA DE PECHO	LARGO TOTAL	GUIA DE ALTURA
XSM	74 -82	82	87	152-165
SM	85-92	92	92	158-174
MM	95-103	103	97	164-178
LM	105-113	113	103	170-182
PLUS	115-123	123	103	170-182
XLM	125-133	133	107	170-182
2XLM A MEDIDA	136-143	143	107	-----
3XLM A MEDIDA	146-153	153	107	-----

HOMBRE	RANGO DE PECHO	MEDIDA MAXIMA DE PECHO	LARGO TOTAL	GUIA DE ALTURA
XSH	85-92	92	92	165-176
SH	95-103	103	97	170-178
MH	105-113	113	103	177-182
LH	115-123	123	107	178-188
XLH	125-133	133	113	178-188
2XLH A MEDIDA	136-143	143	113	-----
3XLH A MEDIDA	146-153	153	113	-----

TABLA DE MEDIDAS

CHALECO/ FALDA Y DELANTAL COMPLETO EN CM

MUJER	RANGO DE PECHO	MEDIDA MAXIMA DE PECHO	MAXIMA DE CINTURA	MAXIMA DE CADERA	LARGO TOTAL	LARGO MAXIMO	LARGO DE FALDA	GUIA DE ALTURA
XSM	72-79	79	64	87	87	51	49	152-165
SM	82-87	87	72	95	92	54	51	158-174
MM	90-95	95	82	103	97	56	54	164-178
LM	97-103	103	87	110	103	59	56	170-182
PLUS	105-110	110	100	118	103	59	56	170-182
XML	113-118	118	110	125	107	61	59	170-182
2XLM A MEDIDA	120-125	125	112	133	107	61	59	-----
3XLM A MEDIDA	128-13	133	118	140	107	61	59	-----

HOMBRE	RANGO DE PECHO	MEDIDA MAXIMA DE PECHO	MAXIMA DE CINTURA	MAXIMA DE CADERA	LARGO TOTAL	LARGO MAXIMO	LARGO DE FALDA	GUIA DE ALTURA
XSH	85-90	90	87	103	92	54	51	165-176
SH	92-97	97	92	110	97	56	54	170-178
MH	100-105	105	97	118	103	59	56	177-182
LH	107-113	113	103	125	107	61	59	178-188
XLH	115-120	120	105	128	113	64	61	178-188
2XLHA MEDIDA	123-128	128	107	130	113	64	61	-----
3XLH A MEDIDA	131-136	136	113	136	113	64	61	-----

COLORES

BASIC SOLIDS 000 SERIES



ROPA ESENCIAL PARA UNA PROTECCIÓN SUPERIOR





orted.mx | (844)4 16 25 36 | @ortedmx

