

SET QUIRÚRGICO FIJADOR EXTERNO MUÑECA



EXTERNAL
fixation



monolateral
fixators



articulations

Fácil visualización de la fractura durante la reducción y en el seguimiento

Possible distracción intraoperatoria controlada para la reducción final de la fractura


Ergonómico y cómodo para el paciente

Set Quirúrgico Fijador Externo Muñeca

Fracturas inestables radio distal; fracturas expuestas o fracturas asociadas a grave sufrimiento de los tejidos blandos, luxaciones radiocarpianas.

Componentes del set quirúrgico


Fijador Externo ST.A.R.90 F4 Muñeca (1 ud)



Excursión libre con el tornillo central abierto

Cuerpo central telescópico radiotransparente

Distracción controlada girando la tuerca



Tornillos óseos para cortical (4 uds)



ø4 mm

Doble diámetro
 ø3 mm ø2,5 mm

Autoperforante, autorroscante

Llave angulada 5mm (1 ud)

incluida en el paquete del fijador



Disponible en tres versiones:

- PK-060** Set quirúrgico fijador de muñeca 60/20 (con 4 tornillos óseos de longitud total 60 mm)
- PK-070** Set quirúrgico fijador de muñeca 60-80/20 (con 2 tornillos óseos de longitud total 60 mm y 2 de longitud total 80 mm)
- PK-080** Set quirúrgico fijador de muñeca 80/20 (con 4 tornillos óseos de longitud total 80 mm)